

Lea Esto Antes De Comenzar

Durante la instalación, tendrá la oportunidad de actualizar su base de datos existente a xChekPlus*.

- La base de datos existente debe ser xChek* versión 3.3. Si la versión de la base de datos es anterior, póngase en contacto con el servicio técnico o con su representante de ventas para obtener asistencia.
- Haga una copia de su base de datos antes de actualizarla a xChekPlus.
- Si la base de datos es extensa, es posible que la actualización tarde varias horas. IDEXX le recomienda exportar algunos datos recientes a una base de datos más pequeña, convertir dicha base de datos en primer lugar y luego convertir los datos más antiguos posteriormente. Consulte el apartado de conversión de bases de datos tras la instalación en la página 3 de este documento para obtener instrucciones.
- Algunos códigos de pruebas han cambiado. Para convertir estos datos asociados y de pruebas, debe seleccionar manualmente el nuevo código de prueba durante la conversión de la base de datos (vea el paso 11 en "To install xChekPlus* software from the web" (Instalación del software xChekPlus* desde la web) a continuación). Consulte la guía de asignación de código corto para prueba, en la página 5 de este documento, si desea obtener una lista de códigos de pruebas antiguos y nuevos.

Importante: xChekPlus no es compatible con todos los ensayos definidos por el usuario que pueda tener en su base de datos. En caso de tener alguna pregunta, comuníquese con el Servicio Técnico o con su representante de ventas.

Instalación del software:

1. Cierre todos los programas de su ordenador.
2. Introduzca el CD xChekPlus CD en su lector de CD.
3. En su escritorio de Windows*, haga doble clic en **My Computer** (o **Computer**, dependiendo de su versión de Windows).
4. Haga doble clic en el nombre del lector de CD. Aparecerán los contenidos del CD.
5. Haga doble clic en **setup.exe** para iniciar el asistente de instalación.
6. Continúe con el **paso 3** de la sección siguiente.

Para instalar xChekPlus, haga lo siguiente:

1. Siga las instrucciones de la página idexx.com/xchekdownload para descargar el fichero xChekInstaller.exe en su ordenador.
2. Cierre todos los programas del ordenador y, a continuación, haga doble clic en **xChekInstaller.exe** para iniciar el asistente de instalación.
3. Para instalar el software, siga las instrucciones del asistente para la instalación.
 - a. Cuando se le solicite la unidad de disco y la carpeta en los que instalará xChekPlus, IDEXX recomienda mantener la ubicación predeterminada C:\xChekPlus.
 - b. Cuando se le solicite que elija quién tendrá acceso al programa, si selecciona "Everyone" (Todos), cualquier persona podrá iniciar sesión en esta ordenador para tener acceso. Si selecciona "Just me" (Solamente yo), solamente usted podrá ver el programa.
4. Una vez finalizada la instalación, haga doble clic en el icono de xChekPlus en su escritorio o elija **Start (Inicio) > Programs (Programas) > xChekPlus > xChekPlus** de la barra de tareas. Se abrirá el cuadro de diálogo de la contraseña.
5. Si desea establecer una contraseña de administrador, introduzca la contraseña ahora, confírmela y luego seleccione **OK (Aceptar)**.

Si establece una contraseña de administrador, se le solicitará introducir dicha contraseña cada vez que realice una función administrativa, como por ejemplo eliminar un idioma o un informe.

Las contraseñas distinguen mayúsculas de minúsculas, deben tener entre 4 y 12 caracteres y pueden estar formadas por números y letras.

Nota: Si no desea habilitar una contraseña, haga clic en **Cancel (Cancelar)**. Puede habilitar las contraseñas más adelante, yendo a **Options (Opciones) > Manage System Security (Administrar seguridad del sistema)**.

6. En el cuadro de diálogo "Manage Languages" (Administrar idiomas), seleccione el idioma que desee, haga clic en **"Make Default" (Convertir en predeterminado)** y luego haga clic en **"Close" (Cerrar)**.

Nota: El inglés es el idioma predeterminado durante la instalación. Vea la sección "To add a new language" (Adición de un nuevo idioma) en la página 4 de este documento para añadir idiomas adicionales y cambiar el predeterminado.

7. Decida si desea actualizar su base de datos. Considere estos factores:
 - a. La actualización puede tardar varias horas si la base de datos es muy extensa. Si lo desea, cierre el cuadro de diálogo de actualización de la base de datos y consulte el apartado de conversión de bases de datos tras la instalación en la página 3 de este documento.
 - b. La base de datos que se vaya a actualizar debe ser xChek versión 3.3. Si la versión de la base de datos es anterior, cierre el cuadro de diálogo de actualización de la base de datos y póngase en contacto con el servicio técnico o con su representante de ventas.
 - c. Si la base de datos es la versión 3.3 y elige actualizarla ahora, continúe con los pasos restantes.
8. Si desea transferir las plantillas de la versión 3.3 a xChekPlus, asegúrese de que la orientación de la plantilla (horizontal o vertical) sea la misma en ambas bases de datos:
 - a. Abra xChek 3.3, seleccione **"Database" (Base de datos) > "Assays" (Ensayos)** y luego seleccione el ensayo que desee.
 - b. En la ventana de ensayos, haga clic en el botón **"Basic" (Básico)**. Escriba la orientación del ensayo.
 - c. En xChekPlus, cierre el cuadro de diálogo de actualización de la base de datos. **Seleccione Database > Assays (Base de datos > Pruebas)** y, a continuación, seleccione la misma prueba y anote la orientación.
 - d. Si la orientación del ensayo en xChekPlus es diferente de la orientación del ensayo en xChek 3.3, cambie la orientación del ensayo de xChekPlus para que coincidan y cierre el cuadro de diálogo del ensayo.
 - e. Repita el procedimiento para todos los ensayos de la versión 3.3 que desee transferir.
 - f. Seleccione **"Database" (Base de datos) > "Convert xChek Database" (Convertir base de datos de xChek)** para volver a abrir el cuadro de diálogo "Upgrade Database" (Actualizar base de datos) y luego continúe con el **paso 10** para realizar la actualización de la base de datos.
9. Si **no desea** transferir las plantillas de la versión 3.3 a xChekPlus, primero debe eliminar las plantillas:
 - a. Abra xChek 3.3 y seleccione **"File" (Archivo) > "Template" (Plantillas)**.
 - b. Mantenga pulsado CTRL y haga clic para seleccionar las plantillas que no desea y, después, haga clic en **"Delete" (Eliminar)**.
 - c. Continúe con el **paso 10** para realizar la actualización de la base de datos.
10. Haga clic en **Browse (Examinar)**, ubique la base de datos que desea actualizar y luego haga clic en **Open (Abrir)**.

En la ventana Upgrade Status (Estado de actualización), los círculos rojos con una X indican los ensayos que deben ser asociados manualmente con los nuevos códigos de ensayos (ver el siguiente paso). Las marcas de verificación verdes indican los ensayos que se asocian automáticamente con los mismos códigos en xChekPlus.
11. Seleccione la prueba de círculo rojo que desee convertir y seleccione el código xChekPlus en el área Map To (Asignar a) para asociarlo. Consulte la guía de asignación de código corto para prueba, en la página 5 de este documento, si desea obtener una lista de códigos de pruebas antiguos y nuevos.

Importante: Si no existe ningún ensayo con el cual asociar el código, el ensayo y los datos no se transferirán a xChekPlus, pero permanecerán en la base de datos xChek 3.3. xChekPlus no es compatible con todos los ensayos definidos por el usuario que usted pueda tener en su base de datos. En caso de tener alguna pregunta, comuníquese con el Servicio Técnico o con su representante de ventas.

- Después de que haya asociado todos los ensayos posibles, haga clic en **Resolve (Resolver)**. El cuadro de diálogo Upgrade status (Estado de actualización) le preguntará si desea importar los datos a la base de datos actual.
- Haga clic en **Yes (Sí)**. La actualización comenzará y la ventana del estado de actualización mostrará el progreso.

O bien:

Haga clic en **No** para seleccionar una base de datos diferente o para importar los datos a una nueva base de datos vacía. Si está importando datos a una nueva base de datos, introduzca el nombre de la nueva base de datos en la ventana **File Name (Nombre del archivo)** y haga clic en **Save (Guardar)**. Comenzará la actualización; aparecerá un mensaje cuando la actualización haya finalizado.

- Cuando se hayan completado todas las actualizaciones, verifíquelas para asegurarse de que se hayan convertido todos los datos. Por ejemplo, verifique lo siguiente:
 - Datos de referencia (veterinario, propietario, etc.)
 - Valores iniciales
 - Estructuras de nombres

Importante: Si no se convirtieron los datos sobre casos, recibirá un mensaje de error. Se creará un archivo de registro que indicará qué casos no fueron convertidos.

Póngase en contacto con el servicio técnico o con su representante de ventas para obtener ayuda si le falta alguno de estos datos.

Para configurar su lector y personalizar los informes, haga lo siguiente:

- Elija **File (Archivo) > Reader Setup (Configuración del lector)** de la barra de menús para abrir el cuadro de diálogo Reader Setup (Configuración del lector).
- Seleccione su lector de la lista.
- Si este es un lector de serie, ajuste todos los detalles de hardware que sean necesarios y confirme que el puerto COM es el que usted seleccionó cuando conectó el lector (si es necesario, corríjalo).

Nota: Los nuevos lectores USB no mostrarán estos detalles del lector.

- Haga clic en **Default (Predeterminado)** para elegir este lector como su lector predeterminado.
- Haga clic en **Save (Guardar)** y luego en **Close (Cerrar)**.
- De la barra de menús xChekPlus, elija **Options (Opciones) > Report Configuration (Configuración de informes)** para abrir el cuadro de diálogo Manage Report Configuration (Administrar configuración de informes).
- En la pestaña Header (Encabezado), introduzca la información en los tres cuadros de texto del encabezado y cargue un logotipo si lo desea. La información y el logotipo se mostrarán en la parte superior de sus informes.

Pulse F1 para obtener información sobre cómo cargar un logotipo o consulte el sistema de ayuda en línea de xChekPlus que se encuentra en el software para obtener más información sobre cómo cargar un logotipo.

- Haga clic en **Save (Guardar)** y luego en **Close (Cerrar)**.

Para convertir bases de datos después de la instalación, haga lo siguiente:

1. Copie todas las bases de datos que desee convertir en una única carpeta, como se muestra a continuación:
 - a. Cree una carpeta en su disco duro y dele el nombre "Bases de datos para convertir" o algún nombre similar.
 - b. Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo de base de datos que desea convertir y seleccione **Copy (Copiar)**.
 - c. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta "Bases de datos para convertir" y seleccione Paste (Pegar).
 - d. Repita estos pasos con todas las bases de datos que desee convertir.
2. Inicie sesión en xChekPlus.
3. Elija **Database (Base de datos) > Convert xChek Database (Convertir base de datos de xChek)**.
4. Siga los pasos 10–14 en "To install xChekPlus* software from the web" (Instalación del software xChekPlus* desde la web) en la página 1 de este documento para convertir la base de datos.

Añadir un nuevo idioma

El idioma predeterminado del software xChekPlus* es el inglés. Sin embargo, puede añadir nuevos idiomas y cambiar el idioma predeterminado usando el cuadro de diálogo "Manage UI Languages" (Administrar idiomas de la interfaz de usuario).

Cuando se admita un nuevo idioma, IDEXX proporcionará un archivo .zip con dos archivos para dicho idioma. Siga los pasos que figuran a continuación para añadir el idioma al software xChekPlus.

Para añadir un nuevo idioma:

1. Cree una carpeta en el escritorio con el nombre **xChekPlus - origen de idioma**.
2. En un explorador web, vaya a la página de descarga de xChekPlus (idexx.com/xchekplusdownload).
3. De la lista de archivos de complementos de idiomas, seleccione el idioma que desee.
4. Cuando el sistema lo requiera, haga clic en Guardar como, y guarde el archivo en el escritorio.
5. Abra el archivo .zip que acaba de descargar y copie los dos archivos en la carpeta **xChekPlus - origen de idioma** que ha creado.
6. En xChekPlus, seleccione **Options > Manage Languages (Opciones > Gestionar Idiomas)** en la barra de menú. Se abrirá el cuadro de gestión de idiomas de la IU.
7. Haga clic en el botón **Add (Añadir)** e introduzca la contraseña de administrador, si el sistema lo requiere. Solo es necesario introducir una contraseña si la seguridad está activada. Se abrirá la casilla de exploración de carpeta.
8. Navegue hasta el escritorio, seleccione la carpeta xChekPlus - origen de idioma y, a continuación, haga clic en el botón **OK (Aceptar)**. Ya se ha instalado el idioma.
9. Haga clic en el botón **OK (Aceptar)** cuando vea el mensaje "Import Success" (La importación se ha realizado correctamente). El idioma se mostrará en la lista de nombre de idioma.
10. Seleccione el idioma de la lista de nombre de idioma.
11. Haga clic en el botón **Make Default (Establecer como predeterminado)** en la sección de detalles de idioma para definir el idioma como predeterminado. La barra del título y las etiquetas de los botones cambiarán inmediatamente al nuevo idioma.
12. Haga clic en el botón **Close (Cerrar)** para cerrar la casilla de gestión de idiomas de la IU.

Guía de asociación de códigos abreviados de ensayos

En la tabla a continuación, la columna Action Needed (Acción necesaria) identifica con una X roja las pruebas que se deben asignar a los nuevos códigos de pruebas de xChekPlus. Debe asignar solo los códigos de prueba utilizados en su laboratorio. Al actualizar una base de datos xChek a xChekPlus, la lista de pruebas que se muestra en la ventana de asignación refleja solo las pruebas presentes en la base de datos que se esté actualizando.

Código de ensayo anterior	Nombre de la prueba	Código de ensayo de xCheckPlus	Acción requerida	Comentarios	Especie
AE	IDEXX AE Ab Test	AE	ninguna		Aves de corral
AI	IDEXX AI Ab Test	AI	ninguna		Aves de corral
Alms	IDEXX AI MultiS-Screen Ab Test	Alms	ninguna		Aves de corral
ALV-J	IDEXX ALV-J Ab Test	ALV-J	ninguna		Aves de corral
APP	IDEXX APP-ApxIV Ab Test	APP	ninguna		Porcinos
APP-Apx IV	IDEXX APP-ApxIV Ab Test		ninguna	Discontinuado	Porcinos
APV	IDEXX APV Ab Test	APV	ninguna		Aves de corral
BabMBUS	<i>Brucella Abortus</i> Milk Bulk (U.S.)		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
BabM-PQ	IDEXX Brucellosis Milk Ab Test	BrucM	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BabMQUS	<i>Brucella Abortus</i> Milk Quarter (U.S.)		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
BabOUS	<i>Brucella Abortus</i> (OUS)		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
BabSBOV	<i>Brucella Abortus</i> Serum BOV		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
BabSI-IP	IDEXX Brucellosis Serum Ab Test	BrucS	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BabSP-IP	IDEXX Brucellosis Serum Ab Test	BrucSP	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BabSSR	<i>Brucella Abortus</i> Serum SR		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
BHV1 1–11	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 1–10	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BHV1 11–21	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 11–20	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BHV1 21–31	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 21–30	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BHV1 31–41	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 31–40	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BHV1 41–51	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 41–50	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BLVMs-PQ	IDEXX Leukosis Milk Screening Ab Test	BLVsM	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BLVMv-PQ	IDEXX Leukosis Milk Verification Ab Test	BLVvM	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BLVs	Bovine Leukemia Virus (Screening)		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
BLVsblk-PQ	IDEXX Leukosis Blocking Ab Test	BLVBlocking	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BLVsS-PQ	IDEXX Leukosis Serum Screening Ab Test	BLVsS	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BLVv	Bovine Leukemia Virus (Verification)		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
BLVvON	Bovine Leukemia Virus (Verification) Overnight		ninguna	Discontinuado	Rumiantes

Código de ensayo anterior	Nombre de la prueba	Código de ensayo de xChekPlus	Acción requerida	Comentarios	Especie
Brucovis	IDEXX <i>Brucella ovis</i> Ab Test	Brucovis	ninguna		Rumiantes
BSE	HerdChek* BSE Ag Test	BSE	ninguna		Rumiantes
BSEScSR	HerdChek* BSE-Scrapie Ag Test	BSESRum	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BlueT70/80	IDEXX Bluetongue Competition Ab Test	BTV	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BVDP80I-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDAbP80S	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BVDP80M-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDAbP80M	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BVDP80P-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDAbP80SP	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BVDvAb	IDEXX BVDV Total Ab Test	BVDvAb	ninguna		Rumiantes
BVDvAbBM	IDEXX BVDV Total Ab Test	BVDvAbBM	ninguna		Rumiantes
BVDvAgEN	IDEXX BVDV Ag/Serum Plus Test	BVDvAgEN	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BVDvAgL	IDEXX BVDV Ag Leukocytes Test	BVDvAgL	ninguna		Rumiantes
BVDvAgS	IDEXX BVDV Ag/Serum Plus Test	BVDvAgSP	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BVDvAgS/EN	IDEXX BVDV Ag Test (U.S.)	BVDvAgSEN	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BVDvAgS/ENO	IDEXX BVDV Ag Test (U.S.)	BVDvAgSEN-ON	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BVDX2LEN	IDEXX BVDV PI X2 Ag Test	BVDx2LEN	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
BVDX2SEN	IDEXX BVDV PI X2 Ag Test	BVDx2SEN	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
CAV	IDEXX CAV Ab Test	CAV	ninguna		Aves de corral
CAV100	IDEXX CAV Ab Test (Vaccination)	CAV100	ninguna		Aves de corral
ChekBrMLPO	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucBM-ON2x	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
ChekBrMON	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucM-ON 2X	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
ChekBrMSH	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucM 2X	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
ChekBrS	IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test	BrucS 2x	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
ChekBrSP	IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test	BrucS-Pool 2x	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
CHEKITBLV	IDEXX Leukosis Serum X2 Ab Test	BLVs-Ind	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
CHEKITBLVP	IDEXX Leukosis Serum X2 Ab Test	BLVs-Pool	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
CHEKIT-NEO	IDEXX <i>Neospora</i> Ab Test	IDEXX NEO	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
CHEKITTOXO	IDEXX Toxotest Ab Test	Toxo	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
Chlamydia	IDEXX Chlamydia Total Ab Test	Chlamydia	ninguna		Rumiantes

Código de ensayo anterior	Nombre de la prueba	Código de ensayo de xChekPlus	Acción requerida	Comentarios	Especie
CSF–Marker	IDEXX CSF Marker Test	CSF–Marker	ninguna		Porcinos
CSF–Sero	IDEXX CSF Sero Ab Test	CSF–Sero	ninguna	Debido a un cambio en los datos de cálculo, este ensayo no será convertido para ser incluido en xChekPlus	Porcinos
CSFVAb	IDEXX CSFV Ab Test	CSFVAb	ninguna		Porcinos
CSFVAgS	IDEXX CSFV Ag Serum Test	CSFVag	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Porcinos
CWD	HerdChek* CWD Ag Test	CWD	ninguna		Rumiantes
EIA	IDEXX cELISA EIA Test	EIA	ninguna		Equinos
EXP	Experimental Protocol		ninguna	Discontinuado	Aves de corral
FMD-3ABC	IDEXX FMD 3ABC Ab Test	FMD	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
Hypo	IDEXX Hypodermosis Serum Ab Test	HypoS	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
HypoMilk	IDEXX Hypodermosis Milk Ab Test	HypoM	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
IBD	IDEXX IBD Ab Test	IBD	ninguna		Aves de corral
IBD-XR	IDEXX IBD-XR Ab Test	IBD-XR	ninguna		Aves de corral
IBRgB	IDEXX IBR gB X2 Ab Test	IBRgB	ninguna		Rumiantes
IBRgBpool	IDEXX IBR gB X2 Ab Test	IBRgBpool	ninguna		Rumiantes
IBRgE	IDEXX IBR gE Ab Test	IBRgE	ninguna		Rumiantes
IBRgEM	IDEXX IBR gE Ab Test	IBRgEM	ninguna		Rumiantes
IBRIInd	IDEXX IBR Individual Ab Test	IBRIInd	ninguna		Rumiantes
IBRpool	IDEXX IBR Pool Ab Test	IBRpool	ninguna		Rumiantes
IBRs	Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (Screening)		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
IBRTnkM	IDEXX IBR Pool Ab Test	IBRTnkM	ninguna		Rumiantes
IBRv	Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (Verification)		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
IBV	IDEXX IBV Ab Test	IBV	ninguna		Aves de corral
InfAavian	IDEXX Influenza A Ab Test	INFAavian	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Aves de corral
InfAother	IDEXX Influenza A Ab Test	Influenza A	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Porcinos
JohnesAb	Johne's Antibody		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
LLAB	IDEXX ALV Ab Test	LLAB	ninguna		Aves de corral
LLAG	IDEXX ALV Ag Test	LLAG	ninguna		Aves de corral
Mbovis	IDEXX <i>M. bovis</i> Ab Test	MBovis	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
MG	IDEXX MG Ab Test	MG	ninguna		Aves de corral
MGSR	<i>Mycoplasma gallisepticum</i> SR		ninguna	Discontinuado	Aves de corral
Mhyo	IDEXX <i>M. hyo.</i> Ab Test	Mhyo	ninguna		Porcinos
MMt	IDEXX MM Ab Test	MMt	ninguna		Aves de corral
MMtSR	<i>Mycoplasma meleagridis</i> SR		ninguna	Discontinuado	Aves de corral

Código de ensayo anterior	Nombre de la prueba	Código de ensayo de xChekPlus	Acción requerida	Comentarios	Especie
MptabSC	<i>Mycobacterium paratuberculosis</i> Antibody SC		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
MptAbSR	<i>Mycobacterium paratuberculosis</i> Antibody SR		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
MptMUS	IDEXX ASOCIAR Ab Test	MptMUS	ninguna		Rumiantes
MptsMOUS	IDEXX Paratuberculosis Screening Ab Test	MptsMOUS	ninguna		Rumiantes
MptSPUS	IDEXX ASOCIAR Ab Test	MptSPUS	ninguna		Rumiantes
MptsSPOUS	IDEXX Paratuberculosis Screening Ab Test	MptsSPOUS	ninguna		Rumiantes
MptvMOUS	IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Test		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
MptvSPOUS	IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Test		ninguna	Discontinuado	Rumiantes
MS	IDEXX MS Ab Test	MS	ninguna		Aves de corral
MSMG	IDEXX MG/MS Ab Test	MSMG	ninguna		Aves de corral
MSSR	<i>Mycoplasma synoviae</i> SR		ninguna	Discontinuado	Aves de corral
MVCAEVs-PQ	IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Screening Test	CAEV/MVVs	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
MVCAEVv-PQ	IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Verification Test	CAEV/MVVv	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
MVVs	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test—Screening	MVVs	ninguna		Rumiantes
NDV	IDEXX NDV Ab Test	NDV	ninguna		Aves de corral
NDVt	IDEXX NDV-T Ab Test	NDVt	ninguna		Aves de corral
NEO	IDEXX <i>Neospora</i> X2 Ab Test	IDEXX NEO X2	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
ORT	IDEXX ORT Ab Test	ORT	ninguna		Aves de corral
PM	IDEXX PM Ab Test	PM	ninguna		Aves de corral
PMt	IDEXX PM-T Ab Test	PMt	ninguna		Aves de corral
Pregnancy	IDEXX Bovine Pregnancy Serum	Pregnancy Serum	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
PregMilk	IDEXX Bovine Pregnancy Milk	Pregnancy Milk	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
PRRS	IDEXX PRRS 2XR Ab Test	PRRS	ninguna		Porcinos
PRRS OF	IDEXX PRRS OF Ab Test	PRRS OF	ninguna		Porcinos
PRRS X3	IDEXX PRRS X3 Ab Test	PRRS X3	ninguna		Porcinos
PRVg1	IDEXX PRV/ADV gI Ab Test	PRVgpl	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Porcinos
PRVgB	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB	ninguna		Porcinos
PRVgB ON	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB ON	ninguna		Porcinos
PRVgB ON%	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		ninguna	Discontinuado	Porcinos
PRVgB %	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		ninguna	Discontinuado	Porcinos
PRVgB-fil	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB-fil	ninguna		Porcinos
PRVgB-fil%	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		ninguna	Discontinuado	Porcinos
PRVgp1-fil	IDEXX PRV/ADV gI Ab Test	PRVgp1-fil	ninguna	Discontinuado	Porcinos
PRVgpl(%)	IDEXX PRV/ADV gI Ab Test	PRVgpl(%)	ninguna		Porcinos
PRVs	Pseudorabies Virus (screening)		ninguna	Discontinuado	Porcinos
PRVv	Pseudorabies Virus (verification)		ninguna	Discontinuado	Porcinos

Código de ensayo anterior	Nombre de la prueba	Código de ensayo de xChekPlus	Acción requerida	Comentarios	Especie
Q Fever	IDEXX Q Fever Ab Test	Q-Fever	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
REO	IDEXX REO Ab Test	REO	ninguna		Aves de corral
REV	IDEXX REV Ab Test	REV	ninguna		Aves de corral
Salm10%	IDEXX Porcinos <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 10%	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Porcinos
Salm 15%	IDEXX Porcinos <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 15%	ninguna		Porcinos
Salm 20%30	IDEXX Porcinos <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 20%30	ninguna		Porcinos
Salm 20%ON	IDEXX Porcinos <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 20%ON	ninguna		Porcinos
Salm 40%30	IDEXX Porcinos <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 40%30	ninguna		Porcinos
Salm 40%ON	IDEXX Porcinos <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 40%ON	ninguna		Porcinos
Scrapie	HerdChek* Scrapie Ag Test	Scrapie	ninguna		Rumiantes
SE	IDEXX SE Ab Test	SE	ninguna		Aves de corral
SIV H1N1	IDEXX SIV H1N1 Ab Test	SIV H1N1	ninguna		Porcinos
SIV H3N2	IDEXX SIV H3N2 Ab Test	SIV H3N2	ninguna		Porcinos
TRCHIS	IDEXX Trachitest Serum Screening Ab Test	TRACHIS	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
TRCHISP	IDEXX Trachitest Serum Screening Ab Test	TRACHIS-Pool	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Rumiantes
Trich	IDEXX Trichinellosis Ab Test	Trichen	ASOCIAR	Cambio de código de ensayo	Porcinos
TrichWB	IDEXX Trichinellosis Ab Test		ninguna	Discontinuado	Porcinos
TRT	Avian Rhinotracheitis		ninguna	Discontinuado	Aves de corral
TRTSV	Avian Rhinotracheitis Svanovir		ninguna	Discontinuado	Aves de corral
	IDEXX AI H5 Ab Test	AI H5	ninguna	Nuevo	Aves de corral
	IDEXX Brucellosis Ovine/Caprine Ab Test	Brucovin/cap	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX <i>Cryptosporidium</i> Ag Test	Crypto	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX Rota-Corona-K99 Ag Test	RotaCor	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test— Screening	CAEVs	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test—Verification	CAEVv	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test— Verification	MVVv	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX Chlamydiosis Verification Test	ChlamVC	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX Chlamydiosis Verification Test	ChlamVSR	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX IBR gB Blocking Ab Test	IBRgB B	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX Trachitest Serum Verification Ab Test	TRACHlv	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX Trachitest Serum Verification Ab Test	TRACHlv-Pool	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX <i>M. agalactiae</i> Screening Ab Test	MagSS	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX <i>M. agalactiae</i> Verification Ab Test	MagSV	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	HerdChek* BSE-Scrapie Ag Test	BSESBoV	ninguna	Nuevo	Rumiantes
	IDEXX Schmallenberg Ab Test	SBV	ninguna	Nuevo	Rumiantes

© 2014 IDEXX Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. • 06-0000107-01

* xChekPlus, xChek and HerdChek son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de IDEXX Laboratories, Inc. o sus afiliadas en los Estados Unidos y/u otros países. Windows es una marca comercial o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

IDEXX y Test With Confidence son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de IDEXX Laboratories, Inc. o sus afiliadas en los Estados Unidos y/u otros países. La política de privacidad de IDEXX está disponible en idexx.com

Test With Confidence™

